

## InBody készülékek – összehasonlító táblázat

	270	370S	570	770
Alkalmazott frekvencia (kHz)	20, 100	5, 50, 250	5, 50, 500	1, 5,50,250,500,1000
Kijelző	320x240 érintők. LCD	800x480 érintők. LCD	800x480 érintők. LCD	800x480 érintők. LCD
Méret	14 kg	20 kg	24 kg	45 kg
Mérési idő	15 mp	45 mp	50 mp	60 mp
Javasolt életkortartomány	3-99	3-99	3-99 év	3-99
Javasolt testsúly / magasság tartomány	10-250 / 95-220	10-250 / 95-220	10-250 / 95-220	10-270 / 95-220
Javasolt tárolási / működési környezet	10-40 / -10-70	10-40 / -10-70	10-40 / -10-70	10-40 / -10-70
Memória (mérés kód alapján)	100.000	100.000	100.000	100.000
Számítógépes csatlakozás	usb/wifi/BT	usb/wifi/BT	usb/wifi/BT	usb/wifi/BT
Testösszetétel adatlap gyermekeknek	✓	✓	✓	✓
QR kód, BT kapcsolat	✓	✓	✓	✓
Impedancia (karok, lábak, törzs)	✓	✓	✓	✓
Testsúly, testtömeg-index (BMI)	✓	✓	✓	✓
Fehérje, ásványi anyagszint	✓	✓	✓	✓
Teljes testfolyadék (TBW)	✓	✓	✓	✓
Vázizom tömeg (SMM)	✓	✓	✓	✓
Zsírmestestömeg (FFM) szegmentális (kg,%)	✓	✓	✓	✓
Testzsír százalék (PBF), testzsír tömeg (FM)	✓	✓	✓	✓
Testzsír szegmentális elemzés (kg,%)	✓	✓	✓	✓
Testegyensúly kiértékelés	✓	✓	✓	✓
Testsúly kontroll javaslat	✓	✓	✓	✓
Derék-csipő arány (WHR)	✓	✓	✓	✓
Alapanyagcsere (BMR) és ajánlott kal. bevitel	✓	✓	✓	✓
Ajánlott elégetett kalória	✓	✓	✓	✓
Fittségi pontszám	✓	✓	✓	✓
Testösszetétel történet (grafikon)	✓	✓	✓	✓
Zsigeri zsír szint (VFL)	✓	✓	✓	✓
Zsigeri zsír terület (cm <sup>2</sup> ) (VFA)				✓
Testalkattípus		✓		

Szegmentált terület (kar)		✓	✓	✓
Csont ásványi anyag tartalom		✓	✓	✓
Csípőkőrfogat (cm)		✓		✓
Szegmentált izom-terület (karizom) (AMC)			✓	✓
Testsejttömeg (BCM)			✓	✓
ICW, ECW mérés, ECW-arány			✓	✓
ICW és ECW szegmentált mérés				✓
Teljes testvíz adatlap				✓
Szegmentált víz analízis				✓
Ödéma és szegmentált ödéma				✓
Fázis szög (PA)				✓
Induktív ellenállás				✓
TBF / FFM				✓